

ChorusTRIO

L'analyseur **multiparamétrique** dédié au diagnostic des **maladies infectieuses** et **auto-immunes**



ChorusTRIO



POLYVALENT


- Jusqu'à **30 échantillons** par série
- Immunoanalyses multiparamétriques par série
- Plus de 100 références en **sérologie infectieuse** et **auto-immunité**

SIMPLE & FIABLE

- Cartouches réactionnelles **prêtes à l'emploi**
- **Automatisation** de l'ensemble des étapes après dépôt de l'échantillon
- Premier résultat en moins d'**une heure**

SÉCURITÉ

- Cartouches réactionnelles avec **code-barres**
- **Contrôle** de présence d'échantillon
- Connexion bidirectionnelle au **SIL**
- **Suivi** du contrôle de qualité **en titre**





Caractéristiques

- Encombrement (HxPxL) : 45 x 50 x 70 cm
- Poids : 45 kg
- Lecteur code à barres : 1-20 caractères alphanumériques
- Ecran : LCD couleur 6" tactile - 320 x 240 pixels
- Ports de communication : 3 x RS232 + 1 modem
- Imprimante interne : Thermique pour papier 112 mm
- Environnement : 18-30°C, < 80 % d'humidité
- Alimentation : 105 <-> 240 VAC, 50-60 Hz
- Puissance : max 350 Watt

Bientôt disponible

Le **Chorus**TRIO évolue...

Chorus AUTO SAMPLER

Automatisez le **chargement** de vos échantillons



 **DIESSE** (Italie)

Distribué par :
Theradiag
14 rue Ambroise Croizat, CS 90136 Croissy-Beaubourg
F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél. 00 33 (0) 1 64 62 10 12 - Fax 00 33 (0) 1 64 62 09 66
info@theradiag.com - www.theradiag.com



 **Theradiag**
INNOVATION FOR BIOTHERAPIES

CHORUS - V03/2017

Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation du système et sur les étiquettes et/ou les notices d'utilisation des réactifs