

IMMUNO-TROL

Une gamme complète de Contrôles Internes de Qualité et indépendants de votre fabricant du réactif en auto-immunité exclusivement pour la technique **FEIA**



Contrôles de qualité MULTIPARAMETRIQUES pour la technique FEIA



Pour la validation de votre technique

Contrôles de qualité multiparamétriques

Une gamme complète de contrôle de qualité en auto-immunité, jusqu'à 6 paramètres par référence.

Réduction du stockage, meilleure rentabilité et gain de temps.

Contrôles Internes de Qualité et indépendant de votre fabricant de réactifs

Une évaluation impartiale des performances pour les technologies FEIA afin de répondre aux exigences de l'ISO 15189

Commutabilité

Utilisation et réactivité identiques aux échantillons de patients permettant de répondre aux exigences de l'ISO 15189 et réduire le coût lors du changement de lot de réactifs.

Contrôles standardisés

Nos processus de fabrication permettent de travailler sur des tailles de lots importantes et limitent la variabilité inter-lot.

Stabilité


Longue durée de conservation : jusqu'à 2 ans. Moins de périodes probatoires à gérer chaque année.

Contrôles liquides

Prêts à l'emploi. Plus d'exactitude et de précision.

Service & Support

Avez-vous une question ? Appelez notre Service Client



Large gamme de Contrôles de qualité en Auto-immunité

IMMUNO-TROL  28 paramètres

	dsDNA	U1-RNP	SmDp	Ro52	Ro60 (SS-A)	La (SS-B)	CENP	Sci-70S	Jo-1	Rib-P	Cardiolipin IgG	β2 GPI IgG	Cardiolipin IgM	β2 GPI IgM	CCP	RF IgM	TPO	TG	TSH-R*	MPO	PR3	GBM	Celikey IgG	Gliadin DP IgG	Celikey IgA	Gliadin DP IgA	ASCA IgA	ASCA IgG
CONNECTIVE 1 FEIA	■	■	■	■	■																							
CONNECTIVE 2 FEIA							■	■	■	■																		
APS IgG FEIA											■	■																
APS IgM FEIA												■	■															
RHEUMA FEIA														■	■													
THYRO FEIA																■	■	■										
VASCULITIS FEIA																				■	■	■						
CELIAC IgG FEIA																						■	■					
CELIAC IgA FEIA																								■	■			
ASCA FEIA																										■	■	

*Résultat Qualitatif

Description Produit	Référence	Conditionnement
Connective 1 FEIA	HM 260-5X1	5X1 mL
Connective 2 FEIA	HM 261-5X1	5X1 mL
APS IgG FEIA	HM 262-5X1	5X1 mL
APS IgM FEIA	HM 263-5X1	5X1 mL
Rheuma FEIA	HM 264-5X1	5X1 mL
Thyro FEIA	HM-265-5X1	5X1 mL
Vasculitis FEIA	HM 267-5X1	5X1 mL
Celiac IgG FEIA	HM 269-5X1	5X1 mL
Celiac IgA FEIA	HM 270-5X1	5X1 mL
ASCA FEIA	HM 271-5X1	5X1 mL

CARACTERISTIQUES

- Sérum humain
- Contrôles liquides prêts à l'emploi
- 28 paramètres pour 10 références
- Contrôles de Qualité multiparamétriques

SPECIFICATIONS

- Stabilité après ouverture : 60 jours entre +2°C et +8°C
- Péremption : En sortie de production, 12 mois pour les IgM, 24 mois pour les IgG et IgA

INSTRUMENTS

- IMMUNO-TROL à utiliser sur la technologie FEIA

