

IMMUNO-TROL

AUTO-IMMUNITÉ



Une gamme complète de Contrôles Internes de Qualité multiparamétriques et indépendants de votre fabricant du réactif en auto-immunité pour la technique FEIA



- Connectivites
- Maladie Coeliaque
- Vascularites
- Polyarthrite Rhumatoïde
- Syndrome des Anti-phospholipides
- Thyroïdites Autoimmunes
- MICI

Pour la validation de vos techniques

Contrôles de qualité multiparamétriques

Une gamme complète de contrôle de qualité en auto-immunité, jusqu'à 6 paramètres par référence.


Réduction du stockage, meilleure rentabilité et gain de temps.

Contrôles Internes de Qualité indépendant de votre fabricant de réactifs

Une évaluation impartiale des performances pour les technologies FEIA afin de répondre aux exigences de l'ISO 15189.

Commutabilité

Utilisation et réactivité identiques aux échantillons de patients permettant de répondre aux exigences de l'ISO 15189 et réduire le coût lors du changement de lot de réactifs.





Contrôles standardisés

Nos processus de fabrication permettent de travailler sur des tailles de lots importantes et limitent la variabilité inter-lot.



Stabilité

Longue durée de conservation : jusqu'à 2 ans. Moins de périodes probatoires à gérer chaque année.



Contrôles liquides

Prêts à l'emploi. Plus d'exactitude et de précision.



Service & Support

Vous avez une question ? Appelez notre Service Client.



Une large gamme de Contrôles de qualité de 28 paramètres en Auto-immunité

	dsDNA	U1-RNP	SmDp	Ro52	Ro60 (SS-A)	La (SS-B)	CENP	Scl-70S	Jo-1	Rib-P	Cardiolipine IgG	β2 GPI IgG	Cardiolipine IgM	β2 GPI IgM	CCP	FR IgM	TPO	TG	R-TSH	MPO	PR3	MBG	Transglutaminase IgG	Gliadine DP IgG	Transglutaminase IgA	Gliadine DP IgA	ASCA IgA	ASCA IgG
CONNECTIVE 1 FEIA	■	■	■	■	■																							
CONNECTIVE 2 FEIA							■	■	■	■																		
APS IgG FEIA											■	■																
APS IgM FEIA												■	■															
RHEUMA FEIA														■	■													
THYRO FEIA																■	■	■										
VASCULITIS FEIA																			■	■	■							
CELIAC IgG FEIA																							■	■				
CELIAC IgA FEIA																								■	■			
ASCA FEIA																										■	■	

CARACTERISTIQUES

- Sérum humain
- Contrôles liquides prêts à l'emploi
- 28 paramètres pour 10 références
- Contrôles de Qualité multiparamétriques

SPECIFICATIONS

- Stabilité après ouverture : 60 jours entre +2°C et +8°C
- Péréemption : En sortie de production, 12 mois pour les IgM, 24 mois pour les IgG et IgA

INSTRUMENTS

- IMMUNO-TROL à utiliser sur la technologie FEIA

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
HM 260-5X1	IMMUNO-TROL CONNECTIVE 1 FEIA	5X1 ml
HM 261-5X1	IMMUNO-TROL CONNECTIVE 2 FEIA	5X1 ml
HM 262-5X1	IMMUNO-TROL APS IgG FEIA	5X1 ml
HM 263-5X1	IMMUNO-TROL APS IgM FEIA	5X1 ml
HM 264-5X1	IMMUNO-TROL RHEUMA FEIA	5X1 ml
HM-265-5X1	IMMUNO-TROL THYRO FEIA	5X1 ml
HM 267-5X1	IMMUNO-TROL VASCULITIS FEIA	5X1 ml
HM 269-5X1	IMMUNO-TROL CELIAC IgG FEIA	5X1 ml
HM 270-5X1	IMMUNO-TROL CELIAC IgA FEIA	5X1 ml
HM 271-5X1	IMMUNO-TROL ASCA FEIA	5X1 ml



Fabricant : BIOSYNEX (France)

Dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*.
Lire attentivement le mode d'emploi.
Photos non contractuelles.

IT AI FEIA - V.09/2024 - FR

BIOSYNEX

BIOSYNEX S.A.
 14 rue Amboise Croizat
 77183 Croissy-Beaubourg • France
 Tel. : 01 64 62 10 12 • Fax : 01 64 62 09 66
 E-mail : service.clients@biosynex.com
www.theradiag.com

BIOSYNEX
BIOSYNEX S.A.
 22 Boulevard Sébastien Brant
 67400 Illkirch-Graffenstaden • France
 Tel. : 03 88 78 80 88 • Fax : 03 88 78 76 78
 E-mail : service.clients@biosynex.com
www.biosynex.com